

Design and implementation of a low-cost pulse oximeter kit for developing- & educational purposes

Masterarbeit

Andreas Faulhaber
Matrikelnr.: 2670755

Gutachter:
Prof. Dr. Alois Herkommer

Gliederung





Gliederung



Motivation

- Gesundheits- & Fitness tracker
 - Wearable „Self-Tracking“
- DIY-/ Maker Trend
- ITO: BaKaRoS Projekt
 - Baukasten
 - Optische Systeme mit kostengünstiger Hightech.
 - Applikation: Heimdiagnostik,




<http://sbmag.net/wp-content/uploads/2015/09/Fitness-Tracker-image.jpg>



https://www.wired.com/images_blogs/about/2011/03/April-Cover3.jpg

Aufgabe

- Pulse Oximeter
 - Medizinprodukt
 - Optische Sensorkomponenten
 - Einfaches Messprinzip
 - Weltweit bekannt – klinisches Vitalzeichen
 - ähnl. EKG, etc.
 - Sauerstoff-Zufuhr bzw. -Sättigung im Blut
 - Wearable Smart-Sensor als Baukasten-System



<http://i18.picdn.net/shutterstock/videos/>



http://www.mobihealthnews.com/sites/default/files/config_00e886f8ce7ecc174ea7f15bcd01ec195aa06ef4/active/MightySat.jpg

Lösungsansatz

- Bausatz (Prototyp) + Aufbau-Anleitung + Code
 - Konstruktions-Vorgehen nach VDI 2221




- | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| • Grundlagen:
Physiologie, Prinzip | • Anforderungen
• Erstellung Konzepte
• Teile suchen, testen
und auswählen | • CAD
• PCB-Layout
• 3D Druck
• Programm | • Montage/ Aufbau
Prototyp
• Programmierung
• Datenerfassung/
Messung |
|---------------------------------------|---|---|---|

Gliederung




Physiologie


- $O_2 \rightarrow$ lebenswichtig (Hypoxämie)
- Blut – Erythrozyten – Protein: Hämoglobin (Hb)
- Unterschied $Hb \leftrightarrow HbO_2$
 - Sauerstoff gebunden
 - Optische Absorption je Wellenlänge



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Oxy_a_nd_Deoxy_Hemoglobin_Near-Infrared_absorption_spectra.png




http://what-when-how.com/wp-content/uploads/2012/04/tmp2A83_thumb1.jpg




https://classconnection.s3.amazonaws.com/190/flashcard_s/2360190/gif/med12111c_blood_volume1357938236617.gif

Pulse Oximeter Prinzip (1)


- Messprinzip:
 - Spektrophotometrie
 - Lambert-Beer-Gesetz:
$$I = I_0 \cdot e^{-\varepsilon(\lambda) \cdot c \cdot l}$$
 - Photoplethysmografie PPG
 - Pulsartige Wellenform der Absorption
 - Herzschlag - Synchron
- Analyse von Hämoglobin
 - Absorptionsdifferenzen messen bei $\lambda=660\text{nm}$ & 910nm
 - Sauerstoffreich vs. -arm



<http://gecko-instruments.de/media/Kemtrak/beerilambert.gif>



Chan, et al. 2012



<http://electronicdesign.com/site-files/electronicdesign.com/files/uploads/2013/07/0905DSTI FIG1.gif>

Pulse Oximeter Prinzip (3)

- Theoretische O_2 -Sättigung

$$- S_a O_2 = \frac{\varepsilon_{Hb}(\lambda_R) - \varepsilon_{Hb}(\lambda_{IR}) \cdot R}{\varepsilon_{Hb}(\lambda_R) - \varepsilon_{HbO_2}(\lambda_R) + [\varepsilon_{HbO_2}(\lambda_{IR}) - \varepsilon_{Hb}(\lambda_{IR})] \cdot R} \cdot 100\%$$

- R-Quotient:


$$R = \frac{A_R}{A_{IR}} = \frac{A_{R,AC}/A_{R,DC}}{A_{IR,AC}/A_{IR,DC}} \approx \frac{\ln(I_{min,R}/I_{max,R})}{\ln(I_{min,IR}/I_{max,IR})}$$

- Praktische Annäherung

- Empirische Kalibrierungskurve

z.B.: $\%S_p O_2 = 108 - 20R - 0.375R^2$

- Vergleich Messdaten
CO-Oximeter - Pulse oximeter



Gliederung



Stand der Technik

- Klinische Geräte vs. Ambulant- & Heimdiagnostik



http://www.draeger.com/sites/assets/PublishingImages/Products/ane_Primus/Modal/D-8103-2009.jpg




<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Wrist-oximeter.jpg>





http://www.mobihealthnews.com/sites/default/files/config_00e886f8ce7ecc174ea7f15bcd01ec195aa06ef4/active/MightySat.jpg

• Messmethode bzw. Messeinheit



[Kaniasus, 2012]



<http://imagebank.osa.org/getImage.xqy?img=OG0kcC5sYXJnZSxib2UtNS04LTI1MzctZzAwMQ>

• Fehlerquellen und Einschränkung


- Optische-/ Elektromagnetische Inferenz
- Bewegung
- Dyshämoglobin
- ...



<http://www.accutest.net/pulse-oximeter-sensors/grphx/UniHingeHand.png>



<http://www.medtronic.com/content/dam/covidien/library/global/en/product/pulse-oximetry/nellcor-reusable-spo2-sensors-with-oximax-features.jpg>





<http://images.tigermedical.com/Products/LargeImages/NON8000R.jpg>



<https://www.medical-world.co.uk/ProductFiles/product/nonin208000q.jpg>


Konzepte

- Anforderungen an Kit
 - Kostengünstig (<50€)
 - Standard-Bauteile
 - Puls, O₂-Sättigung
 - Design:
 - Einfach, ergonomisch
 - Tragbar/ Stationär
- Ableitung von...
 - Kommerziellen Produkten
 - Prototypen
 - Ideen/ Patenten



Konzept Design

- Modularer Aufbau:
Sensor | Controller | HMI






Bauteile

- Auswahl

Bauteil	Eigenschaften/ Anforderungen	Auswahl
Beleuchtung (LED)	Standard LED, $i_f=50\text{mA}$ Rot: 3-10cd IR: 5-15mW/sr	SSL-LX5093; LTE3371
Detektor (PD)	Breite Bandbreite (400-1000nm); $\lambda_{peak}=800\text{nm}$; Schnell; geringer Dunkelstrom → IC Chip (LVC/ LDC/ LFC)	PD-LFC: TSL230ARD
MCU	GPIO, einfache Programmierung und Handhabung; Kostengünstig	Arduino Uno (-Nano)
HMI	Digitales Display, Ein-Aus-Schalter, ...	1“OLED Display I ² C-Treiber; Kippschalter; USB-Kabel
Funk	Kabellose Verbindung zu PC/Smartphone/etc.	BT, WLAN, ZigBee → zu teuer
Strom-versorgung	Angepasst an Arduino Spec's: 5-12V, ~500-1000mAh	9V-Block (LiPo)


Vor-Prototyp

- Test der Bauteile (Funktion, elektr. Steuerung)
- Positionierung:
 - Transmission - Finger
- Schaltung → LED Charlieplexing




https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/2-pin_Charlieplexing_with_individual_resistors.svg

Prototyp – Design






Prototyp – Elektronik

- Planung: Elektrische Schaltung/ Shield
 - fritzing Software (Schaltung, PCB Design & Fertigung)






www.arduino.cc




Pulse oximeter Shield

Top side





Bottom side




Prototyp – Gehäuse

- Entwicklung in 3D CAD (Inventor)
 - Ergonomische Maße (DIN33402)
 - Kunststoff-Konstruktionsregeln
 - Schraubenfrei durch Schnapphaken
- 3D Druck – Gehäuse
 - Formlabs 1+ SLA Drucker





<https://static.formlabs.com/stat ic/formlabs-web-frontend/img/products/form1plus/form1plus-hero-models.jpg>




Prototyp – Code

- Programmierung
 - Arduino-C
 - Software design/ Programm-Flow



Gliederung







Ergebnis – Prototyp

- Shield und Module
- Prototyp Kit - Zusammenbau



PD-Module:
TSL230 on SOIC-adapter



LED-Module:
custom PCB with LEDs and
protective resistors




Ergebnis – Prototyp



Ergebnis – Funktion

- Programmcode & Testmessung



Ergebnis – Anleitung

Setup guide

Pulse oxim

This guide is intended for building the pulse oximeter. Foreknowledge is required. For further study or author cannot be made responsible for any personal information go to [GitHub](#) or [ResearchGate](#).

Warning, Restrictions & Disclaimer:

NOT FOR DIAGNOSTIC USE: For Feasibility Evaluation Environments. The Kit may not be used for diagnostic purposes.

This kit is intended solely for evaluation and development and may not be used as all or part of an end equipment.

This kit should be used solely by engineers and handling electrical and mechanical components.

Your Obligations and Responsibilities:

Please consult the Setup Guide prior to using the kit. The range may cause danger to the users and/or permanent damage to the kit and associated equipment.

You acknowledge and agree that:

- You are responsible for compliance with all applicable requirements (including but not limited to VDE, CE, RoHS and WEEE) that relate to the design(s) of the kit for evaluation, testing and/or development.
- You are responsible for the safety of yourself and others when handling the kit. Further, you are responsible for the safety between the kit and any human body and equipment.
- You will defend, indemnify and hold the manufacturer and against any and all claims, damages ("Claims") arising out of or in connection with the terms of this agreement. This obligation extends to contract or any other legal theory, and

NOTE:

This application report may not include all of the information provided as a reference and only intended to

Content

Content

WARNING, RESTRICTIONS & DISCLAIMER

CONTENT

1 INTRODUCTION

1.1 WHAT IS PULSE OXIMETRY?

1.2 HOW IT WORKS

2 DESIGN

2.1 SENSOR-MODULE

2.2 CONTROLLER-MODULE

3 INSTALLATION

3.1 REQUIRED TOOLS

3.2 PARTS LIST

3.3 HARDWARE

3.3.1 Step 1: LED module

3.3.2 Step 2: PD-MODULE

3.3.3 Step 3: SENSOR MODULES INSTALLATION

3.3.4 Step 4: SHIELD PINS

3.3.5 Step 5: CONNECTOR AND SWITCH CONNECTION

3.3.6 Step 6: DISPLAY AND BATTERY ADDITION

3.3.7 Step 7: FINAL ASSEMBLY

3.4 SOFTWARE

3.4.1 NOTES TO CODE

Installation

3.3.1 Step 1: LED module

First off, we start with soldering the sensor module's parts. These include the LED module (cf. 3.3.2). The LEDs are standard-type through-hole 5mm LEDs. Anode is commonly the side with the longer pin. To get more information from the datasheets. The red led is the SSL-LX5093SRC/F and the infrared the IRF3205. Solder both together with the protective resistors on the small LED-board. Its arrangement and circuitry is the *Dual-Chipplexing* as seen in the graph on the right. This allows to drive the LED alternately. While one LED is on the other is off, because its diode features prevent current to flow through the LED in the "wrong" direction. The current and voltage are limited to prevent LED damage while driven in reverse polarity.

The finished LED module should somewhat look like the figure on the right. On the backside are the solders.

TIPP: You can link together parts by applying more solder between pins of wrong parts!



Figure 8: Front view (left) and backside of LED module

3.3.2 Step 2: PD-module

WARNING: Handle with care, prevent electrostatic charge by ground connection.

The LFC TSL230 is a small package 8-lead SOIC chip that is highly sensitive to light. To solder the chip onto the provided SOIC adapter board one must use a 0.5mm diameter solder wick.

Place the chip with tweezers on the board. The marked side (pin 4) aligns with the boards numbering as displayed in Figure 9.




Figure 9: Schematic view of TSL230 (left) and the alignment diagram (right)

When beginning to solder, keep iron on the chip's legs and quickly align with only one leg and adjust alignment if necessary. Only solder one time in between to let the currently soldered leg cool down.

DO NOT overheat the chip! The maximum soldering time is 3 sec. a time.

Apply the connecting cables between pins in regard of the schematic opposite side of chip, to place connectors there.

Installation

3.4.1.1 LED switching

In order to measure either wavelength at a time, the LEDs need alternately switching. This is provided by the function *ledSwitch()*. It takes a Boolean (red=true, ir=false) and checks if the bool is true to turn on red or false to turn on IR. The actual switching is done for both LEDs simultaneously.

```
void ledSwitch(bool ledState){ //color: RED=TRUE, IR=FALSE
    int Red_pin = HIGH; int IR_pin = LOW;
    if(ledState){ //RED LED - ON
        Red_pin = HIGH;
        IR_pin = LOW;
    }
    else { //IR LED - ON
        Red_pin = LOW;
        IR_pin = HIGH;
    }
    digitalWrite(redLED, Red_pin);
    digitalWrite(irLED, IR_pin);
}
```

3.4.1.2 TSL230 Reading

The output of the Photodiode chip is a square wave of varying period. The light intensity is proportional to the period, the more light the higher the frequency output. To measure with the Arduino a pullup-interrupt is programmed to count the times the signal has changed during a specified amount of time (sampling period). The interrupt is initialized in the setup as follows: *attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(TSL_Pin), add_pulse, RISING);*

The Interrupt Service Routine ISR is in this case *add_pulse()*. It only contains the counter to be increased by one integer every time it is called: *pulse_cnt++*; *TSL_Pin* is the TSL230-Output on D3/D10.

The function to call to get the count of frequency is called *readTSL()*. It records the count number over the sampling period *readTM* (for "reading Time") and outputs the count as *freq* being the intensity in e.g. 40ms sampling time.

```
unsigned long readTSL(){//returns "freq" frequency/intensity from sensor reading
    currentTM = millis();
    if((currentTM - startTM) >= readTM)// once reaching sampling period - save value & reset the ms counter
    {
        startTM = currentTM;
        freq = pulse_cnt * TSL_divider;
        pulse_cnt = 0;
    }
    return(freq);
```

3.4.1.3 Loop

Part of the loop is to measure and store the red- and infrared sample and calculate the min., max. and average of it. After the measurement and calculations the program switches the LEDs by changing the *ledState* Boolean.

The rest of the loop is to detect the average-crossing point to measure the heart rate and oxygen saturation calculation. For more information on this check out the thesis.

3.4.1.4 Display


Last thing to mention is the display. Recommended is the U8GLib driver library or the Adafruit SSD1306. Both are simple to use with just a few sets of commands. They commonly start at naming the displays driver or constructor like: *U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0);*

The picture loops organizes the display update. Every display function needs to be placed inside the picture loop. The start-up logo is displayed during setup only once (cf. Code).

```
// picture loop
u8g.firstPage();
do {
    draw_header();
    draw_values();
} while(u8g.nextPage());
```


```
void draw_values(){
    u8g.setFont(u8g_font_fur30);
    u8g.setFontPosBottom();
    u8g.setFontPos(0, 64);
    u8g.print(valueHR);
    u8g.setFontPos(85, 64);
    u8g.print(valueO2);
```

Gliederung



Zusammenfassung

- Open-source Baukasten: Pulse Oximeter
 - Kostengünstige „Standard“-Komponenten (LED, LFC)
 - Arduino-Mikrocontroller; Programmierung leicht erlernbar
- Messung:
 - Herzrhythmus
 - Blut-Sauerstoff-Sättigung
 - PPG Wellenform
 - Dikrotische Kerbe
 - Atemrhythmus
 - Patho-physiol. Anzeichen
(Herz-Arhythmie, Schlafstörung, uvm.)



Ausblick

- Geräte-spezifische Kalibrierung
→ Notwendig für S_pO_2 -Bestimmung
- Verbesserungen am Programm
→ Maxima-Detektion; Signalverarbeitung; FFT
- Potential zur Kosteneinsparung
Unter Ziellimit ($\text{€}46,20 < 50\text{€}$)
→ Direktbezug – chinesische Hersteller
- Erweiterbar bzw. Nutzbar für weitere Projekte
 - Lichtquellen/ -intensität vermessen
 - Turbidimetrie

Vielen Dank!

Thank you!

谢谢!

Tusen Takk!